


Thoc4/Alyref Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V81

품목 번호: CM0009942



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 THOC4/ALYREF Rabbit Monoclonal Antibody입니다. mRNA 수출 및 처리에 관여하는 인간, 마우스, 래트 THO 복합체 서브유닛 4를 검출합니다. 암 및 RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	THOC4/ALYREF Rabbit mAb
비고/별칭	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
종	인간
GeneID (Human)	10189
GeneID	10189
면역원	합성 펩타이드: 인간 THOC4/ALYREF (Q86V81)의 아미노산 158-257 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86V81
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백