

트롬복산 신타제 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P24557

품목 번호: CM0015931

소개

인간 및 마우스 샘플의 WB 및 ELISA에 사용할 수 있는 트롬복산-A 신타제(TBXAS1/CYP5A1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 트롬복산 A2 합성 및 혈소판 응집에 관여합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	트롬복산 신타제 Rabbit pAb
비고/별칭	TS, TXS, CYP5, THAS, TXAS, CYP5A1, GHOSAL, BDPLT14, Thromboxane synthase
종	인간
유전자 ID (인간)	6916
유전자 ID	6916
면역원	인간 트롬복산 신타제(NP_001052.2)의 아미노산 355-534에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P24557
단백질 분자량	61kDa
배송 방법	아이스 팩