

티미딜산 합성효소 토끼 단일클론항체(Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P04818

품목 번호: CM0006347



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 티미딜산 합성효소 토끼 단일클론항체(P04818). 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사 연구 및 IVD 분석법 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	티미딜산 합성효소 토끼 단일클론항체
비고/별칭	TS; TMS; DKCD; HST422; 티미딜산 합성효소
종	인간
GeneID (인간)	7298
면역원	인간 티미딜산 합성효소(NP_001062.1)의 아미노산 1-313번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04818
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩