

Tiam1 토끼 다클론항체, Wb·ihc-P·elisa용 - Q13009

품목 번호: CM0014550



소개

TIAM1 토끼 다클론항체는 WB, IHC-P, ELISA에 검증된 항체입니다. RAC1/CDC42 신호전달을 통해 세포 접착과 이동을 조절하는 Rho GEF인 인간 및 랫드 TIAM1을 검출하며 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIAM1 토끼 다클론항체
비고/별칭	NEDLDS; TIAM-1; TIAM1
반응 종	인간
유전자ID (인간)	7074
유전자ID	7074
면역원	인간 TIAM1 (NP_003244.2)의 아미노산 1392-1591에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q13009
단백질 분자량	178kDa
배송 방식	아이스팩 포장