

Timm13 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Y5L4

품목 번호: CM0024690

소개

사람, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증된 TIMM13 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 단백질 수입에 필수적인 샤페론인 미토콘드리아 수입 내막 전위효소 서브유닛 Tim13(11 kDa, 유니프룻 Q9Y5L4)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIMM13 토끼 pAb
비고/별칭	ppv1; TIM13; TIM13B; TIMM13A; TIMM13B; TIMM13
종	사람
유전자 ID	26517
면역원	사람 TIMM13 (NP_036590.1)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5L4
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스팩