

Timmdc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npl8

품목 번호: CM0020436

소개

TIMMDC1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 조립 인자를 표적으로 하며, 대사 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMMDC1 Rabbit pAb
비고/별칭	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
종	인간
유전자 ID	51300
면역원	인간 TIMMDC1 (NP_057673.2)의 아미노산 206-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NPL8
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백