

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Tlr2 토끼 다클론 항체 - O60603

품목 번호: CM0015172



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 TLR2 토끼 다클론 항체(pAb). 인간, 마우스, 랫드 TLR2와 반응합니다. 선천면역 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLR2 토끼 pAb
비고/별칭	TIL4; CD282; TLR2
종	인간
GeneID (인간)	7097
GeneID	7097
면역원	인간 TLR2(NP_003255.2)의 아미노산 600-700 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60603
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩