

Tm4Sf19 Rabbit Pab - Q96Dz7

품목 번호: CM0021415

소개

TM4SF19 Rabbit Polyclonal Antibody (OCTM4) for WB, IF-P, ELISA. 인간 및 마우스 TM4SF19(22 kDa 리소솜 막 단백질, V-ATPase 및 파골세포 성숙 조절)를 인식합니다. 면역학 및 골 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TM4SF19 Rabbit pAb
비고/별칭	OCTM4; TM4SF19
종	인간
GeneID (Human)	116211
GeneID	116211
면역원	인간 TM4SF19 (NP_001191827.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96DZ7
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩