

Wb 및 Elisa용 Tm9Sf1 토끼 다클로날 항체 - O15321

품목 번호: CM0025164

소개

WB 및 ELISA용 TM9SF1 토끼 다클로날 항체는 사람 및 생쥐 TM9SF1(오토파지 관대 막단백질)을 표적으로 합니다. 오토파지 및 막단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TM9SF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MP70; HMP70; TM9SF1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	10548
면역원(Immunogen)	사람 TM9SF1 (NP_006396.2)의 아미노산 28-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse)
SWISS	O15321
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)