

Tmem184A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q6Zmb5

품목 번호: CM0030846

소개

TMEM184A 토끼 폴리클로날 항체는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합하며, 인간 TMEM184A(SDMG1)를 검출하고 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈관 세포에서 헤파린 수용체로 작용하며 소포 수송에 관여합니다. 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMEM184A Rabbit pAb
비고/별칭	SDMG1; TMEM184A
종	인간
유전자 ID (인간)	202915
유전자 ID	202915
면역원	인간 TMEM184A (NP_001091089.1)의 아미노산 324-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q6ZMB5
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백