

Tmem43 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Btv4

품목 번호: CM0025534

소개

인간 TMEM43(LUMA)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨; 마우스와 교차 반응. 핵막 구조, cGAS-STING 경로를 통한 선천성 면역 신호 전달, NF-kappa-B 활성화 연구에 적합. 45kDa 밴드 검출.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM43 Rabbit pAb
비고/별칭	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
종	인간
GeneID (Human)	79188
GeneID	79188
면역원	인간 TMEM43 (NP_077310.1)의 아미노산 80-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BTV4
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백