

Tmem44 Rabbit Pab - Q2T9K0

품목 번호: CM0019917

소개

TMEM44 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 대체 스플라이싱 이소형을 갖는 막 인산단백질인 인간 막관통 단백질 44에 대한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM44 Rabbit pAb
비고/별칭	TMEM44
종	인간
GeneID (인간)	93109
GeneID	93109
면역원	인간 TMEM44 (NP_001159777.1)의 아미노산 110-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론성 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q2T9K0
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백