

Tmem55A Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q8N4L2

품목 번호: CM0020409

소개

인간 TMEM55A (PIP4P2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 지질 대사에 관여하는 2형 포스파티딜이노시톨 4,5-비스포스페이트 4-포스파타제입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM55A Rabbit pAb
비고/별칭	TMEM55A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55529
GeneID	55529
면역원	제조합 단백질 인간 TMEM55A (NP_061180.1)의 아미노산 130-195에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q8N4L2
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)