

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Tmx2 토끼 다클론 항체 - Q9Y320

품목 번호: CM0019290



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 TMX2 토끼 다클론 항체(Q9Y320). 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. 티오레독신 관련 막관통 단백질 2가 산화환원 조절 및 소포체-미토콘드리아 기능에서 수행하는 역할을 연구하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMX2 토끼 pAb
비고/별칭	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
종	인간
유전자 ID (인간)	51075
유전자 ID	51075
면역원	인간 TMX2(NP_057043.1)의 128~296번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y320
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩