

Tnnt3 토끼 다클론 항체 - P45378

품목 번호: CM0015409

소개

인간 TNNT3(속골격근 트로포닌 T)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 근수축 및 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNNT3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TNNT3; DA2B2; beta-TnTF; TNNT3
종	인간
유전자 ID (인간)	7140
유전자 ID	7140
면역원	인간 TNNT3 (NP_001036246.1)의 아미노산 147-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P45378
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백