

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Tomm7 토끼 단일클론 항체 - Q9P0U1

품목 번호: CM0007057



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질성 토끼 단일클론 TOMM7 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 유입, PINK1/Parkin 미토파지 및 TOM 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOMM7 토끼 mAb
비고/별칭	TOM7; TOMM7
종	사람
GeneID (사람)	54543
면역원	사람 TOMM7(NP_061932.1)의 아미노산 37-55에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9P0U1
단백질 분자량	6kDa
배송	아이스팩