


Topoisomerase II Alpha/Top2A Rabbit Mab For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11388

품목 번호: CM0011770



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용 Topoisomerase II alpha/TOP2A 토끼 단일클론 항체. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)에서 검증됨. 면역원: C-말단 영역의 합성 펩타이드.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Topoisomerase II alpha/TOP2A Rabbit mAb
비고/별칭	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	7153
면역원	합성 펩타이드 인간 Topoisomerase II alpha/TOP2A (NP_001058.2)의 아미노산 1431-1531 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	P11388
단백질 분자량	174kDa
배송	아이스백