

Tp53Bp1 토끼 Pab - Q12888

품목 번호: CM0019150



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 TP53BP1 토끼 pAb. 사람, 생쥐 및 랫드와 반응합니다. 이중 가닥 절단 복구 및 클래스 전환 재조합 연구에 필수적인 214kDa DNA 복구 단백질 53BP1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TP53BP1 토끼 pAb
비고/별칭	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
종	사람
유전자 ID(사람)	7158
유전자 ID	7158
면역원	사람 TP53BP1(NP_005648.1)의 아미노산 895-1031에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q12888
단백질 분자량	214kDa
배송	아이스팩