

Tp53I11 Rabbit Pab - O14683

품목 번호: CM0017246

소개

인간 TP53I11(PIG11)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 가집니다. p53 신호전달 및 세포사멸 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TP53I11 Rabbit pAb
비고/별칭	PIG11; TP53I11
종	인간
GeneID (인간)	9537
GeneID	9537
면역원	재조합 단백질; 인간 TP53I11 (NP_001245249.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14683
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백