


Tpm3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P06753

품목 번호: CM0017038



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA 응용에 적합한 고품질 TPM3 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 tropomyosin alpha-3 chain을 검출합니다. 세포골격 및 근육 생물학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPM3 Rabbit pAb
비고/별칭	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
종	인간
GeneID (Human)	7170
GeneID	7170
면역원	인간 TPM3 (NP_689476.2)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06753
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백