


Traf4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Buz4

품목 번호: CM0029536



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 고품질 토끼 항-TRAF4 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 TRAF4를 검출합니다. EGFR 신호 전달, 세포사멸 및 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAF4 Rabbit pAb
비고/별칭	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
종	인간
GeneID (인간)	9618
GeneID	9618
면역원	인간 TRAF4 (NP_004286.2)의 아미노산 251-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BUZ4
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백