


Wb, Elisa용 Trem11 토끼 다클론 항체 - Q86Yw5

품목 번호: CM0017971



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 인간 TREML1(TLT-1, 골수계 세포 유사 단백질 1에서 발현되는 유발 수용체)에 대한 토끼 다클론 항체이며, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TREML1 토끼 pAb
비고/별칭	TLT1; TLT-1; PRO3438; GLTL1825; dJ238O23.3; TREML1
종	인간
유전자 ID	340205
면역원	인간 TREML1의 아미노산 16-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_835468.1)
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q86YW5
단백질 중량	33kDa
배송	아이스팩