

Trim27 Rabbit Pab - P14373

품목 번호: CM0024172

소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 TRIM27 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 TRIM27를 인식하여 유비퀴틴화, 세포자멸사, 선천성 면역, 및 오토파지 경로에 대한 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM27 Rabbit pAb
비고/별칭	RFP; RNF76; TRIM27
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5987
유전자 ID	5987
면역원(Immunogen)	인간 TRIM27 (NP_006501.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P14373
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스팩