

Wb, If/Icc, Wb, If/Icc, Elisa용 Trim47 토끼 다클로날 항체 - Q96Ld4

품목 번호: CM0019883

소개

사람 TRIM47에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며; 사람, 쥐, 생쥐의 내인성 TRIM47를 검출합니다. 유비퀴틴 경로 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TRIM47 토끼 pAb
비고/별칭	GOA; RNF100; TRIM47
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	91107
GeneID	91107
면역원(Immunogen)	사람 TRIM47 (NP_258411.2)의 아미노산 356-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96LD4
단백질 분자량(Protein Weight)	70kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)