


Trim5 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9C035

품목 번호: CM0020938



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 TRIM5 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합합니다. 레트로바이러스 제한 연구를 위한 내인성 TRIM5(Q9C035)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM5 Rabbit pAb
비고/별칭	RNF88; TRIM5alpha; TRIM5
종	인간
유전자 ID (인간)	85363
유전자 ID	85363
면역원	합성 펩타이드: 인간 TRIM5 (NP_149083.2)의 아미노산 100-200 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9C035
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백