


Trim5 토끼 다클론 항체(Pab) - Q9C035

품목 번호: CM0021599



소개

Western blot(WB) 및 ELISA용으로 검증된 TRIM5 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 TRIM5를 검출하며, 예측 분자량은 약 56 kDa입니다. 항바이러스 선천면역 및 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM5 토끼 pAb
비고/별칭	RNF88, TRIM5alpha, TRIM5
종	사람
GeneID(사람)	85363
GeneID	85363
면역원	합성 펩타이드: 사람 TRIM5(NP_149083.2)의 아미노산 100~200번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9C035
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩