


Trimethyl-Histone H3-K14 (Q16695 / P68431) 토끼 다중클론 항체 (Wb, If, Elisa용)

품목 번호: CM0000343



소개

히스톤 H3 (UniProt Q16695/P68431)의 트리-메틸화된 리신 14에 특이적인 토끼 다중클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트에서 반응성을 보이고 광범위한 종 간 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K14
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	사람 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트, 기타 (광범위한 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)