

Trimethyl-Histone H3-K27 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431) For Wb, Chip, Elisa

품목 번호: CM0000367



소개

히스톤 H3 (SWISS Q16695/P68431)의 트리메틸화된 리신 27을 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3Cl6; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K27
종	인간(Human)
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체(Methylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백