

트리메틸-히스톤 H3-K36 (K36Me3) 토끼 단클론 항체, Q16695/P68431 – 웨스턴 블롯, Chip-Seq, 파라핀 조직 면역조직화학염색

품목 번호: CM0000295



소개

웨스턴 블롯, ChIP-seq, 파라핀 조직 면역조직화학염색에 사용 가능한 트리메틸-히스톤 H3-K36 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431)입니다. 인간, 마우스, 래트 전반에 걸쳐 히스톤 H3의 K36me3 변이를 검출합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	트리메틸-히스톤 H3-K36 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; 히스톤 H3; HIST1H3A; 트리메틸-히스톤 H3-K36
종	인간
유전자ID (인간)	8290/ 8350
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K36 부위 주변 트리메틸화 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스백