


후생유전학 연구를 위한 Trimethyl-Histone H3-K36 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431)

품목 번호: CM0000267



소개

인간 히스톤 H3.1t 및 H3.1 (Q16695/P68431)의 Lys36 트라이메틸화를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, ChIP, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 넓은 종 반응성을 보입니다. 후생유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	TriMethyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K36
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 인간 히스톤 H3의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 (NP_003520.1).
원천	토끼
범주	메틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백