


Trimethyl-Histone H3-K4 (H3K4Me3) 토끼 다클론 항체 – Q16695/P68431, Chip-Seq & Wb 적용 가능

품목 번호: CM0000396



소개

히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 트리메틸화된 Lys4를 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ChIP-seq, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 후성유전학 바이오마커 연구 및 IVD 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K4
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측됨)
스위스프로트	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩