

후생유전학 연구 및 Chip, Wb, Elisa를 위한 Trimethyl-Histone H3-K4 (Q16695 / P68431) Rabbit Monoclonal Antibody

품목 번호: CM0000312



소개

인간 Histone H3 (Q16695/P68431)의 리신 4 트라이메틸화에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 후생유전학 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	설명
제품명	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A
종	인간
GeneID (인간)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드; 인간 Histone H3 (NP_003520.1)의 K4 주변 합성 트라이메틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백