


Trimethyl-Histone H3-K4 Rabbit Mab - Q16695/P68431 - Wb, Ihc-P, If, Chip 항체

품목 번호: CM0000330



소개

리신 4 (H3K4me3)에서 트리메틸화된 히스톤 H3를 인식하는 토끼 단모세포 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와의 교차 반응이 예측됩니다. 단백질 분자량은 15kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
면역원(Immunogen)	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K4 주변 합성 트리메틸화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체(Methylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat), 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량(Protein Weight)	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)