


Trimethyl-Histone H3-K64 (Q16695/P68431) Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa)

품목 번호: CM0000298



소개

TriMethyl-Histone H3-K64 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯, 파라핀 포매 면역조직화학, 면역형광/세포화학 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 쥐, 래트 및 기타 종의 히스톤 H3 리신 64 트라이메틸화를 인식할 것으로 예측됩니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K64 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K64
종	인간
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드, 인간 TriMethyl-Histone H3-K64 (NP_003520.1)의 K56 주변 합성 트라이메틸화 펩타이드.
원천	토끼
범주	메틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백