

Trimethyl-Histone H3-K79 토끼 폴리클로날 항체 (Q16695 / P68431) For Wb, Chip, Epigenetics

품목 번호: CM0000327



소개

라이신 79에서 트라이메틸화된 히스톤 H3(H3K79me3)에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차반응합니다. 염색질 및 후성유전학 연구를 위한 핵심 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K79 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K79
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K79 주변 합성 트라이메틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 무게	15 kDa
배송	아이스백