

Trimethyl-Histone H3 (K9) Rabbit Polyclonal Antibody - Q16695/P68431 | Wb, Chip, Ihc, Elisa

품목 번호: CM0000395



소개

히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 라이신 9 위치
트라이메틸화를 표적하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체.
다양한 종에서 웨스턴 블롯, ChIP, 면역조직화학 및
ELISA 적용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K9 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K9
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 - 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K9 주변 합성 트라이메틸화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백