


Trimethyl-Histone H4-K20 Rabbit Monoclonal Antibody (P62805) For Wb, Ihc-P, If/Icc

품목 번호: CM0000315



소개

TriMethyl-Histone H4-K20 Rabbit mAb (P62805)는 WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트의 Histone H4 리신 20 트라이메틸화를 검출합니다. 이 11 kDa 재조합 단일클론 항체는 후성유전학 및 염색질 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TriMethyl-Histone H4-K20 Rabbit mAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
종	인간
GeneID (인간)	8359
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백