


Trimethyl-Histone H4-K20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb/Ihc/If (P62805)

품목 번호: CM0000257



소개

CamelBio의 TriMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb (P62805)을 WB, IHC-P, IF/ICC, DB, ELISA에 활용해 보세요. 인간, 마우스, 랫트 등에 특이적입니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TriMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; TriMethyl-Histone H4-K20
종(Species)	Human
GeneID (인간)	H4
GeneID	8359
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드; 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 K20 부근을 둘러싼 합성 트리메틸화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Methylated Antibodies
응용(Application)	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat, Other (광범위한 반응 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)