

Wb, Ihc-P, Elisa용 Triobp 다클론 항체 - Q9H2D6

품목 번호: CM0030334

소개

TRIOBP 다클론 항체(인간, 생쥐)는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 액틴 세포골격 조직과 스테레오실리아 뿌리줄기 형성에 필수적이며 진단 및 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIOBP 토끼 pAb
비고/별칭	TARA; TAP68; DFNB28; dJ37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP
종	인간
GeneID (인간)	11078
GeneID	11078
면역원	인간 TRIOBP(NP_008963.3)의 아미노산 180-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9H2D6
단백질 분자량	261kDa
배송 방식	아이스 팩