

Trka Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P04629

품목 번호: CM0005670



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 Rabbit monoclonal TrkA 항체. 인간, 마우스 및 래트 TrkA/NTRK1 수용체 티로신 키나제를 검출합니다. 신경영양성 신호 전달 및 발암성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrkA Rabbit mAb
비고/별칭	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
종	인간
GeneID (Human)	4914
GeneID	4914
면역원	합성 펩타이드 인간 TrkA (P04629)의 아미노산 697-796 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P04629
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백