

Trka 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P04629

품목 번호: CM0020233



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고친화성 NGF 수용체(TrkA) 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 종과 반응하며 신경과학 및 종양학 연구 응용 분야에 이상적입니다. UniProt: P04629.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrkA 토끼 pAb
비고/별칭	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
종	사람
GeneID (사람)	4914
GeneID	4914
면역원	사람 TrkA (NP_002520.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P04629
단백질 분자량	87kDa
배송 방법	아이스 팩