

Trka Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

품목 번호: CM0013346



소개

TrkA Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에 사용이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 고친화성 NGF 수용체 NTRK1을 표적하며, 신경생물학, 종양학 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrkA Rabbit pAb
비고/별칭	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
표적 종	인간
유전자 ID	4914
면역원	인간 TrkA (NP_002520.2)의 아미노산 700-796에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04629
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백