


Trkb Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16620

품목 번호: CM0002624



소개

인간 TrkB (UniProt Q16620)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증됨. 신경영양인자 신호전달, 분화 및 시냅스 가소성에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TrkB Rabbit mAb
비고/별칭	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
종	인간
GeneID (Human)	4915
GeneID	4915
면역원	인간 TrkB (NP_001018074.1)의 아미노산 32-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16620
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백