


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Trkb Rabbit Pab - Q16620

품목 번호: CM0020768



소개

TrkB Rabbit pAb는 인간 TrkB (아미노산 32-430)에 대해 제작된 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신경생물학 및 수용체 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TrkB Rabbit pAb
비고/별칭	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
종	인간
GeneID (인간)	4915
GeneID	4915
면역원	재조합 단백질
원료 출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16620
단백질 분자량	92 kDa
배송 조건	아이스백