


Wb, Elisa용 Trmt112 토끼 다클로날 항체 - Q9Ui30

품목 번호: CM0014873



소개

rRNA, tRNA 및 단백질 메틸화에 관여하는 다기능성 메틸전이효소 서브유닛인 인간 TRMT112에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRMT112 Rabbit pAb
비고/별칭	TRMT112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51504
GeneID	51504
면역원(Immunogen)	인간 TRMT112 (NP_057488.1)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UI30
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)