


Trpv6 토끼 다클론 항체 - Q9H1D0

품목 번호: CM0015632



소개

본 TRPV6 토끼 다클론 항체는 장내 칼슘 흡수와 항상성에 중요한 칼슘 선택성 채널인 인간, 마우스 및 래트 TRPV6를 검출합니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPV6 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CAT1; CATL; ZFAB; ECAC2; ABP/ZF; HRPPTN; LP6728; HSA277909; TRPV6
종	인간
유전자ID (인간)	55503
유전자ID	55503
면역원	인간 TRPV6 (NP_061116.5)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H1D0
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 팩