


Trub1 토끼 Pab - Q8Wwh5

품목 번호: CM0022368



소개

TRUB1 토끼 pAb는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 인간, 마우스, 래트 TRUB1을 검출하는 다클론 항체로, TRUB1은 mRNA 및 tRNA 슈도유리딜화에 관여하는 슈도유리딜레이트 합성효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRUB1 토끼 pAb
비고/별칭	PUS4; TRUB1
종	인간
GeneID (인간)	142940
GeneID	142940
면역원	인간 TRUB1 (NP_631908.1)의 아미노산 100-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WWH5
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백