


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Tsfm 토끼 단클론 항체 - P43897

품목 번호: CM0003934



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 미토콘드리아 신장인자 Ts를 검출하기 위한 TSFM 토끼 단클론 항체. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSFM 토끼 mAb
비고/별칭	EFTS; EFTSMT; TSFM
종	사람
유전자ID (사람)	10102
유전자ID	10102
면역원	합성 펩티드 사람 TSFM (P43897)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P43897
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백