

Tsg101/Vps23 토끼 단일클론항체, Wb 및 Elisa용 - Q99816

품목 번호: CM0010778



소개

TSG101(ESCRT-I 복합체 서브유닛)에 대한 고특이성 토끼 단일클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 소포 수송 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSG101/VPS23 토끼 단일클론항체
비고/별칭	TSG10; VPS23
종	사람
유전자ID (사람)	7251
유전자ID	7251
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q99816
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩