


Wb 및 Elisa용 Tspan15 토끼 다클론 항체 - O95858

품목 번호: CM0013763



소개

Tetraspanin-15(TSPAN15)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에 적합합니다. ADAM10 수송, Notch 신호 전달 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSPAN15 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NET7; NET-7; TM4SF15; 2700063A19Rik; TSPAN15
종	사람
GeneID(사람)	23555
면역원	사람 TSPAN15(NP_036471.1)의 아미노산 110-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O95858
단백질 분자량	33kDa
배송 조건	아이스팩